

富源マスク



ラザフォードマスク



富源マスク



ラザフォードマスク

富源マスク



安心の3層構造

花粉 ウイルス飛沫 PM2.5 ほこり

■ 99%カットフィルター

1. BFE バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率試験
2. VFE ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率試験
3. PFE 微粒子捕集効率試験
4. 花粉粒子の捕集(ろ過)効率試験

安心の3層構造

■ 商品の基本情報

品名: マスク (商品名: らくらくマスク) 生産国: CHINA
 素材: 本体 ●フィルター部分…ポリプロピレン
 ●耳ひも 部分…ポリウレタン、ナイロン
 枚数: 50枚 サイズ: 175mm X 95mm
 ●包装材の材質 外箱…紙


■ 使用上の注意

●本品は簡易マスクなので、有害な粉塵や霧ガスなどが発生する場所では使用しないでください。●かゆみ・かぶれ・発疹などの症状がでた場合はただちに使用を中止し、医師にご相談ください。●万一臭いにより気分が悪くなった場合は、ご使用を中止してください。●個人差によりメガネが曇る場合がありますので、運転の際などは十分にご注意ください。●耳ひもを引っ張りすぎると切れる恐れがありますのでご注意ください。●本品は使いきり商品のため、洗濯による再利用はできません。●火気のそばでの使用はおやめください。●衛生面・機能面から、1日1枚のご使用をおすすめします。一度使用したマスクは戻さないでください。

■ 保管上の注意

●湿気のない清潔な場所に保管してください。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●外箱のふたを開けて、高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。変色する恐れがあります。

■ 販売元 富源株式会社
 〒116-0014
 東京都荒川区東日暮里6-58-12 KMビル 2F-A
 問い合わせ先: 0120-263-639
 受付時間: 10:00-19:00 (土、日、祝日を除く) 4 582575 546009



安心の3層構造

花粉 ウイルス飛沫 PM2.5 ほこり

■ 99%カットフィルター

1. BFE バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率試験
2. VFE ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率試験
3. PFE 微粒子捕集効率試験
4. 花粉粒子の捕集(ろ過)効率試験

安心の3層構造

■ 商品の基本情報

品名: マスク (商品名: らくらくマスク) 生産国: CHINA
 素材: 本体 ●フィルター部分…ポリプロピレン
 ●耳ひも 部分…ポリウレタン、ナイロン
 枚数: 50枚 サイズ: 175mm X 95mm
 ●包装材の材質 外箱…紙

■ 使用上の注意

●本品は簡易マスクなので、有害な粉塵や霧ガスなどが発生する場所では使用しないでください。●かゆみ・かぶれ・発疹などの症状がでた場合はただちに使用を中止し、医師にご相談ください。●万一臭いにより気分が悪くなった場合は、ご使用を中止してください。●個人差によりメガネが曇る場合がありますので、運転の際などは十分にご注意ください。●耳ひもを引っ張りすぎると切れる恐れがありますのでご注意ください。●本品は使いきり商品のため、洗濯による再利用はできません。●火気のそばでの使用はおやめください。●衛生面・機能面から、1日1枚のご使用をおすすめします。一度使用したマスクは戻さないでください。

■ 保管上の注意

●湿気のない清潔な場所に保管してください。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●外箱のふたを開けて、高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。変色する恐れがあります。

■ 販売元 株式会社ラザフォードインターナショナル
 〒141-0031
 東京都品川区西五反田7-22-1710C9F42号




ラザフォードマスク

富源マスク →



ラザフォードマスク →




富源マスク →



ラザフォードマスク →



富源マスク



ラザフォードマスク