


物 件 目 録

- 1 歩数計付内蔵脂肪計（商品名・ウォーキングミニ）
- 2 図面 別紙

各部の名称と機能



- ①電極A 測定時の左手人差し指用です。
- ②電極B 測定時の右手人差し指用です。
- ③表示部 設定値・測定値等を表示します。
- ④モードボタン 各モードを選択するときに使用します。
- ⑤測定ボタン 主に健康チェックモードでの測定開始時に使用します。その他にも、基本設定画面の呼び出し時や歩数モードでの歩数等のリセット時にも使用します。
- ⑥電極C 測定時の左手親指用です。
- ⑦電極D 測定時の右手親指用です。
- ⑧アップボタン データ入力時に(+)値設定ボタンとして使用します。
- ⑨ダウンボタン データ入力時に(-)値設定ボタンとして使用します。また情報確認ボタンとしても使用します。
- ⑩リセットスイッチ 表示等に異常が発生したときに使用します。
- ⑪○ボタン データ入力完了時や、次の項目に移動したいときに使用します。
- ⑬警告表記 警告事項を表記しています。
- ⑬電池蓋 電池交換時に開いて下さい。電池交換方法についてはP.19をご覧ください。
- ⑭歩数感度調節ノブ 調節方法についてはP.16をご覧ください。
- ⑮絶縁フィルム 絶縁フィルムは太矢印の方向へ引き抜いて下さい。
- ⑯ストラップホール 落下防止用のストラップ等をお付け下さい。
- ⑰クリップ 装着方法についてはP.7をご覧ください。